



User Guide for Nova 2611BK/2612BK Foam Wheelchair Back Cushions with lumbar support **Guía Sdel usuario para cojines de espuma & Espuma gelatinosa para 2611BK/2612BK Easy Rider**

Care Instructions Cuidado y Mantenimiento

Placement on Wheelchair

Position the cushion on the back of the wheelchair so that the protruding lumbar support is closest to the seat and facing toward the user. Un-buckle the straps and place over the top and bottom of the back and securely fasten.

Colocación en silla de ruedas

Coloque el cojín en la parte posterior de la silla de ruedas para que el soporte lumbar sea protuberante o más cercano hacia el usuario. Quite las correas de la hebilla y colóquelas sobre la parte superior y bajo la parte inferior del respaldo y abroche con seguridad.

To clean the Cover

The cover can be easily removed and machine-washed in cold water. To remove the cover pull apart the Velcro strip on the top of the cushion. Remove the support board from the back of the cushion. Fold the cushion and peel the cover back and off of the cushion. Machine-wash in cold water and air dry ONLY. Daily maintenance can be done easily using a moist sponge or towel.

Como limpiar el cobertor

El cobertor puede quitarse fácilmente y ser lavado en maquina con agua fría. Para remover el cobertor jale el Velcro en la parte superior del cojín. Quite la placa de apoyo de la parte posterior del cojín. Doble el cojín y jale el cobertor aparte fuera del cojín. Lavado en maquina con agua fría y secado al aire libre solamente. Puede darle mantenimiento diario con una toalla o esponja húmeda.

To clean the foam core

Remove the cover and spot clean the foam core or wipe down with a warm moist cloth. After cleaning allow the foam to dry completely before replacing the cover and using.

Como limpiar el centro del cojín

Quite el cobertor y limpie bien el centro del cojín o limpie con u paño húmedo caliente. Después de limpiarlo permita que se seque completamente antes de re-emplazar el cobertor para su uso.

Limited Warranty Information

Nova wheelchair cushions are guaranteed to be free from manufacturing defects. Nova will repair or replace the identified defect for a period of up to 12 months of use. In the unlikely event of a defect please call our customer service line listed below for instructions. Items not covered include normal wear and tear, foam or fabric discoloration, flattening, density variation, improper use, rental use, and neglect. Damage due to natural acts is not covered

Información de Garantía

Los cojines de espuma para silla de ruedas de Nova están garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Nova reparara o reemplazará cualquier defecto identificado por un periodo de 12 meses de uso. En el improbable caso de un defecto, por favor llame para instrucciones a nuestra línea de servicio al cliente enumerado a continuación. La garantía no cubre desgaste normal, decoloración de espuma o tejido, acoplamiento, variación de densidad, uso indebido, uso de alquiler y abandono. No cubre los daños debido a actos naturales

Warnings

Always consult a physician or rehabilitation specialist to for help choosing the proper cushion

Advertencia

Siempre consultar a un especialista médico o rehabilitación de ayuda para elegir el cojín adecuado